



Alcohol Testing

TALLER DE ALCOHOLIMETRÍA

BITÁCORA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION LOG



MODELO: Blow 10

FECHA DE CALIBRACIÓN: 19/08/2022

NÚMERO DE SERIE: TBL1F0245

PRÓXIMA CALIBRACIÓN RECOMENDADA: 0 10,000 muestras 19/08/2023

Servicio Realizado

Método Utilizado

Estándar de Calibración

☒ Calibración

☒ Baño Húmedo

☒ .030%BAC

☐ Reparación

☐ Gas Seco

☐ .050%BAC

☐ .100%BAC

PRUEBA	RESULTADO (% BAC)	VERIFICACIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIEMPO DE RECUPERACIÓN	SELLO DE VERIFICACIÓN
No. 1	.030% BAC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas	Revisado Karbla Alcohol Testing	
No. 2	.030% BAC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas		
No. 3	.030% BAC	☒ Cumple ☐ No Cumple	☒ Wet Bath ☐ Dry Gas		

15 segundos

Guy

Valor de Tolerancia de Calibración
Calibration Tolerance Value

+/- .005%BAC

TÉCNICO DE SERVICIO